


CATÁLOGO DE PRODUCTOS 2022




3M
Bair Hugger™
Normothermia System 

PRODUCTOS DE TERAPIA DE CALOR

ver productos





TERAPIA DE CALOR DE AIRE CONVECTIVO

- Equipos
- Mantas bajo y sobre pacientes

TERAPIA DE CALOR A TRAVÉS DE FLUIDOS

- Calentador de fluidos
- Monitor de temperatura



EQUIPOS



Bair Hugger Modelo 675

- Cuatro configuraciones de temperatura (43°, 38°, 32° y ambiente).
 - Equipo liviano e intuitivo.
 - Control y lecturas de temperaturas confiables y precisas.
- Manguera Liviana y desmontable, indicador de cambio de filtro.

Código PV: BHEQ675

Bair Hugger Modelo 775

- Cuatro Ajustes de Temperatura (43°, 38°, 32° y ambiente).
- Tres sensores de temperatura.
- Filtros de alta eficiencia.
- Registro de las horas de uso.
- Fácil mantenimiento.

Código PV: BHEQ775



MANTAS BAJO Y SOBRE PACIENTES



Modelo 300

Manta sobre paciente, cuerpo completo tamaño adulto.

Código PV: BHAC300

Modelo 310

Manta sobre paciente, cuerpo completo tamaño pediátrico.

Código PV: BHAC310



Modelo 525

Manta sobre paciente, cuerpo inferior tamaño adulto.

Código PV: BHAC525



[ver más mantas](#)

MANTAS BAJO Y SOBRE PACIENTES



Modelo 622

- Cobertor Cuerpo superior Multiposición.
- Diseñada para mejorar el flujo de calor en la mayoría de las posiciones quirúrgicas, entregando temperatura en forma uniforme.
- Dos puertos de conexión a manguera.
- Bandas adhesivas para la fijación de la manta.
- Liviana, radiolúcida, libre de látex.

Código PV: BHAC622

Modelo 635

Manta bajo paciente, tamaño adulto.

Código PV: BHAC635



[ver más mantas](#)

MANTAS BAJO Y SOBRE PACIENTES



Modelo 550

Manta bajo paciente, tamaño pediátrico.

Código PV: BHAC550

Modelo 555

Manta bajo paciente, tamaño pediátrico.

Código PV: BHAC555



Modelo 585

Manta de especialidad bajo paciente, uso en posición de litotomía.

Código PV: BHAC585



CALENTADOR DE FLUIDOS


TERAPIA DE CALOR
A TRAVÉS DE FLUIDOS



Calentador de fluidos Ranger

Código PV: BHEQ245

Kit calentamiento de fluidos 242



MONITOR DE TEMPERATURA

Monitorización de Temperatura



Monitor de Temperatura Spoton Tecnología zero flux

Medición no invasiva, validada como temperatura central.

Código PV: BHEQ370

Electródo Spoton

Electrodo para medición de temperatura con monitor Spoton.

Código PV: BHAC360

